









Scan mich
Scan me



Voraussetzungen für einen erfolgreichen Test:

- Lesen Sie die folgende Anleitung vollständig durch.
- Halten Sie eine Uhr mit Sekundenanzeige bereit.
- Konsumieren Sie 10 Minuten vor der Probenahme keine Speisen und Getränke.
- Der Test sollte bei +5°C bis +40°C Umgebungstemperatur durchgeführt werden.
- Öffnen Sie den Folienbeutel erst unmittelbar vor der Verwendung des Tests.

Requirements for a successful test:

- Read the following instructions in full.
- Keep a watch with a second indicator to hand.
- Do not consume any food or drink for 10 minutes before sampling.
- The test should be carried out at an ambient temperature of between +5 °C and +40 °C (+41 °F and +104 °F).
- Do not open the foil pouch until immediately before using the test.

Inhalt:
A - Probennehmer
B - Mundstück mit Farbindikator
C - Testkassette
D - Trichter
E - Indikatorring
F - Teststreifen
G - Sicherungslasche
H - Trockenmittelbeutel
 (wird für den Test nicht benötigt, fachgerecht entsorgen)

Contents:
A - sample collector
B - mouthpiece with color indicator
C - test cassette
D - funnel
E - indicator ring
F - test strips
G - security seal
H - desiccant bag
 (Not required for the test, dispose of in a proper manner)

1. Fassen Sie den Probennehmer (**A**) am Griff an und ziehen Sie ihn kräftig gegen den Widerstand aus der Testkassette (**C**) heraus.
Berühren Sie dabei nicht das Mundstück (B**)!**

2. Nehmen Sie den Probennehmer in den Mund.
Bewegen Sie den Probennehmer in der Wangentasche hin und her.
Wechseln Sie von einer Mundseite zur anderen.
Dieser Vorgang dauert ca. 15 Sekunden.
Entfärbt sich der rote Farbindikator am Mundstück des Probennehmers, kann die Probenahme beendet werden.
Nicht am Probennehmer saugen oder kauen!

1. Grasp the sample collector (**A**) by the handle and pull it firmly out of the test cassette (**C**) against resistance.
Do not touch the mouthpiece (B**)!**

2. Place the sample collector in your mouth.
Move the sample collector back and forth in your cheek pouch.
Switch from one side of your mouth to the other.
This process takes approx. 15 seconds.
You can stop sampling as soon as the red color indicator on the mouthpiece of the sample collector loses its color.
Do not suck or chew on the sample collector!





3. Stecken Sie den Probennehmer in den Trichter (**D**) ein.

- Drücken Sie den Probennehmer kräftig bis zum Anschlag herunter.
Ein Knack ist hörbar.
Es darf kein Spalt zwischen Probennehmer und Trichter vorhanden sein.

4. Schütteln Sie das Test-Kit kräftig, bis sich der Indikatorring entfärbt hat.
Dieser Vorgang dauert mindestens 15 Sekunden.

5. Stellen Sie das Test-Kit für **60 Sekunden** auf einer ebenen Oberfläche ab.

5. Place the test kit on an even surface for **60 seconds**.



6. Brechen Sie die Sicherungslasche (**G**) vollständig ab.

7. Umfassen Sie den Probennehmer (**A**) und drücken Sie den Trichter (**D**) kräftig in die Testkassette (**C**). Ein Knacken ist hörbar.
Die Testflüssigkeit fließt am Teststreifen (**F**) aufwärts.
Ein Knacken ist hörbar.
Die Testflüssigkeit fließt am Teststreifen (**F**) aufwärts.

8. Wenn die Testflüssigkeit nicht innerhalb von einer Minute am Teststreifen aufwärts fließt, klopfen Sie das Test-Kit mit der Standfläche leicht auf eine ebene Oberfläche.

9. Stellen Sie das Test-Kit auf einer ebenen Oberfläche ab.
Lesen Sie den Test nach 5 bis max. 10 Minuten ab.
Ergebnisse, die erst nach 10 Minuten abgelesen werden, können falsch sein.





6. Fully break the security seal (**G**).

7. Grasp the sample collector (**A**) and press the funnel (**D**) down firmly in the test cassette (**C**).
You will hear a click.
The test liquid runs upward on the test strip (**F**).

8. If the test liquid does not run upward on the test strip within one minute, lightly tap the test kit with the stand on an even surface.

9. Place the test kit on an even surface.
Wait 5 minutes before reading the result. Do not read after 10 minutes.
Results that are read after 10 minutes may be incorrect.

Testergebnis / Test result



i Auch schwache, teilgefärbte oder unterbrochene Linien sind als „negativ“ zu werten.

Gültiges negatives Ergebnis:
Beide Kontrolllinien (**C**) sind vorhanden, es liegt **kein Konsum** von
 - Methamphetaminen (MET)
 - Amphetaminen (AMP)
 - Cannabis (THC)
 - Opates (OPI)
 - Benzodiazepinen (BZO)
 - Kokain (COC)
 vor.

Gültiges positives Ergebnis:
Beide Kontrolllinien (**C**) sind vorhanden, der Konsum von Opates ist angezeigt.

Ungültiges Ergebnis:
Wenn keine Kontrolllinien (**C**) vorhanden sind, ist der Test ungültig.
Wenn eine Kontrolllinie (**C**) nicht vorhanden ist, ist der Test für diesen Teststreifen ungültig.
Der Test ist nur für den linken Teststreifen gültig und negativ.
Der rechte Teststreifen ist ungültig.

i Even faint, partially colored, or broken lines should be evaluated as “negative”.







Valid negative result:
Both control lines (**C**) appear, no consumption of
 - methamphetamines (MET)
 - amphetamines (AMP)
 - cannabis (THC)
 - opiates (OPI)
 - benzodiazepines (BZO)
 - cocaine (COC).

Valid positive result:
Both control lines (**C**) appear, indicating the consumption of opiates.

Invalid result:
If no control lines (**C**) appear, the test is invalid.
If one control line (**C**) does not appear, the test is invalid for this test strip.
The test is only valid for the left test strip, and the result is negative.
The right test strip is invalid.



Escanéame
Faça leitura
do QR Code



- Prerrequisitos para un análisis correcto:**
- Leer por completo las instrucciones siguientes.
 - Tener preparado un reloj con segundero.
 - No ingerir alimentos ni bebidas 10 minutos antes de la toma de muestra.
 - El análisis se debe realizar a una temperatura ambiente de entre +5 °C y +40 °C.
 - Abrir la bolsa de aluminio justo antes de usar el análisis.

Contenido:
A - dispositivo de toma de muestra
B - boquilla con indicador de color
C - casete de análisis
D - embudo
E - anillo indicador
F - tiras de análisis
G - lengüeta de seguridad
H - bolsa de desecante
 (no es necesaria para la prueba, deséchela adecuadamente)

- Sujetar el dispositivo de toma de muestra (A) por la empuñadura y tirar con fuerza venciendo la resistencia del casete de análisis (C).
- No tocar la boquilla (B).

- Introducir el dispositivo de toma de muestra en la boca.
 Mover el dispositivo de toma de muestra en el interior de la mejilla de un lado al otro.
 Pasar de un lado de la boca al otro.
Este proceso dura aproximadamente 15 segundos.
 Cuando el indicador de color rojo en la boquilla del dispositivo de toma de muestra se decolora, es posible concluir la toma de la muestra.
No chupar ni masticar el dispositivo de toma de muestra.

- Introducir el dispositivo de toma de muestra en el embudo (D).

Presionar con fuerza el dispositivo de toma de fuerza hasta el tope.
Se puede escuchar un crujido.
 No debe quedar ninguna ranura entre el dispositivo de toma de muestra y el embudo.

- Agitar el kit de análisis energicamente hasta que el anillo indicador rojo se decorelo.
Este proceso dura al menos 15 segundos.

- Poner el kit de análisis durante **60 segundos** sobre una superficie plana.

Condições prévias para um teste correto:

- Leia a seguinte instrução na sua totalidade.
- Tenha um relógio com indicador de segundos pronto.
- Não consuma alimentos ou bebidas 10 minutos antes da coleta de amostras.
- Efetue o teste em uma temperatura ambiente de +5 C a +40 C.
- Abra a bolsa de alumínio imediatamente antes da utilização do teste.

Conteúdo:
A - Coletor de amostras
B - Bocal com indicador de cor
C - Cassete de teste
D - Funil
E - Anel indicador
F - Tiras de teste
G - Língua de segurança
H - Bolsa de produto seco
 (não é necessária para o teste, descartar de maneira correta)

- Segure o coletor de amostra (A) na pega e puxe com força, contrariando a resistência, fora da cassette de teste (C).
Não toque no bocal (B)!





- Coloque o coletor de amostrar na boca.
 Mova o coletor de amostra no interior da bochecha de um lado para o outro. Mude de um lado da boca para o outro.
Esse processo dura aprox. 15 segundos.
 Se o indicador vermelho no bocal do coletor de amostra ficar descolorido, pode terminar com a coleta de amostra.
Não mastigue nem sugue o coletor de amostra!

- Coloque o coletor de amostra no funil (D).

Pressione o coletor de amostra com força para baixo até ao batente.
É perceptível um clique.
 Não pode haver uma folga entre o coletor de amostra e o funil.

- Agite o kit de teste com força, até que o anel indicador vermelho fique descolorido.
Este processo dura, no mínimo, 15 segundos.

- Coloque o kit de teste durante **60 segundos** em uma superfície plana.



- Romper por completo la lengüeta de seguridad (G).

- Sujetar con el puño cerrado el dispositivo de toma de muestra (A) y presionar energicamente el embudo (D) en el casete de análisis (C).
 Se puede escuchar un crujido.
 El líquido de análisis fluye hacia arriba en las tiras de análisis (F).

- Si el líquido de análisis no fluye hacia arriba en las tiras de análisis en el plazo de un minuto, golpear suavemente el kit de análisis con la base apoyada sobre una superficie plana.


- Poner el kit de análisis sobre una superficie plana.
Leer el análisis transcurridos de 5 a 10 minutos como máximo.
 Los resultados que se pueden leer transcurridos 10 minutos pueden ser falsos.

- Quebre a lingueta de segurança (G) e retire-a por completo.

- Segure no coletor de amostra (A) e pressione o funil (D) com força na cassette de teste (C).
É perceptível um clique.
 O líquido de teste flui para cima na tira de teste (F).

- Se o líquido de teste não fluir para cima dentro de um minuto na tira de teste, bata ligeiramente com a base do kit de teste em uma superfície plana.

- Coloque o kit de teste em uma superfície plana.
Leia o teste após 5 a 10 minutos, no máximo.
 Os resultados que foram lidos após 10 minutos podem ser falsos.



i Asimismo, las líneas débiles, parcialmente con color o discontinuas se deben evaluar como «resultado negativo».

Resultado negativo válido:
 Ambas líneas de control (C) son visibles, **no** indica consumo de
 - Metanfetaminas (MET)
 - Anfetaminas (AMP)
 - Cannabis (THC)
 - Opíaceos (OPI)
 - Benzodiazepinas (BZO)
 - Cocaína (COC).

Resultado positivo válido:
 Ambas líneas de control (C) son visibles, indica consumo de opíaceos.

Resultado no válido:
 Si no hay ninguna línea de control (C) visible, el análisis no es válido.
 Si no hay ninguna línea de control (C) visible, el análisis de estas tiras de análisis no es válido.
 El test solo es válido y negativo para la tira de análisis de la izquierda.
 La tira de análisis de la derecha no es válida.

i As linhas fracas, parcialmente coloridas ou interrompidas podem ser avaliadas como "negativas".







Resultado negativo válido:
 As duas linhas de controle (C) estão visíveis, **não** existe consumo de
 - metanfetaminas (MET)
 - anfetaminas (AMP)
 - cannabis (THC)
 - opíaceos (OPI)
 - benzodiazepinas (BZO)
 - cocaína (COC).

Resultado positivo válido:
 As duas linhas de controle (C) estão visíveis, o consumo de opíaceos é exibido.

Resultado inválido:
 Quando nenhuma linhas de controle (C) são visíveis, o teste não é válido.
 Quando uma linha de controle (C) não está visível, o teste não é válido para esta tira de teste.
 O teste é válido apenas para a tira de teste à esquerda e o resultado é negativo.
 A tira de teste à direita é inválida.



Scannez-moi
Scan mij



- Conditions d'un test réussi :**
- Veuillez lire le manuel suivant dans son intégralité.
 - Préparez une montre indiquant les secondes.
 - Ne consommez aucun aliment et aucune boisson pendant les 10 minutes précédant le prélèvement.
 - Pendant la réalisation du test, la température ambiante doit être comprise entre +5 °C et +40 °C.
 - Ouvrez le sachet juste avant l'utilisation du test.

Contenu :

A - Échantillonneur
B - Embout buccal avec indicateur coloré
C - Cassette de test
D - Entonnoir
E - Cercle indicateur
F - Bandelette réactive
G - Langue de sécurité
H - Sachet déshydratant (non nécessaire pour le test, à éliminer de manière appropriée)

- Saisissez l'échantillonneur (A) par la poignée et retirez-le avec vigueur de la cassette de test (C) contre la résistance.
Ne touchez pas l'embout buccal (B) !
- Mettez l'échantillonneur dans votre bouche.
Frottez l'échantillonneur contre la paroi interne d'une joue.
Déplacez-le d'un côté à l'autre.
Cette procédure dure environ 15 secondes.
On peut arrêter le prélèvement lorsque l'indicateur rouge de l'embout buccal de l'échantillonneur se décolore.
Ne pas aspirer ou mordre l'échantillonneur !

- Insérez l'échantillonneur dans l'entonnoir (D).

Poussez vigoureusement l'échantillonneur jusqu'à la butée.
Vous entendrez un claquement.
Il ne doit pas y avoir d'espace entre l'échantillonneur et l'entonnoir.

- Secouez avec vigueur le kit de test jusqu'à ce que le cercle indicateur se dé colore.
Cette procédure dure au moins 15 secondes.

- Placez le kit de test sur une surface plane pendant **60 secondes**.





- Voorwaarden voor een succesvolle test:**
- De volgende handleiding volledig doorlezen.
 - Een klok met secondenaanduiding gereedhouden.
 - 10 minuten voorafgaand aan de monstername geen etenswaren en dranken consumeren.
 - De test moet worden uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +40 °C.
 - De foliezak pas onmiddellijk vóór het gebruik van de test openen.

Inhoud:

A - Monsterafnemer
B - Mondstuk met kleurindicator
C - Testcassette
D - Trechter
E - Indicatorring
F - Teststrip
G - Vergrendelklepje
H - Zakje met droogmiddel (is niet nodig voor de test, deskundig afvoeren)


- De monsterafnemer (A) aan de greep vastpakken en de monsterafnemer krachtig tegen de weerstand uit de testcassette (C) trekken.
Daarbij niet het mondstuk (B) aanraken!
- De monsterafnemer in de mond nemen.
De monsterafnemer in de wangzak heen en weer bewegen.
Van de ene kant van de mond naar de andere wisselen.
Dit duurt ca. 15 seconden.
Als de rode kleurindicator op het mondstuk van de monsterafnemer verbleekt, kan de monsterafnemer worden beëindigd.
Niet op de monsterafnemer zuigen of kauwen!
- De monsterafnemer in de trechter (D) steken.

- De monsterafnemer krachtig tot de aanslag naar beneden duwen.
Er is een knakkend geluid hoorbaar.
Er mag zich geen tussenruimte bevinden tussen de monsterafnemer en de trechter.
- De testkit krachtig schudden totdat de indicatorring verbleekt is.
Dit duurt minstens 15 seconden.
 - De testkit gedurende **60 seconden** op een vlakke ondergrond plaatsen.



- Déchirez complètement la langue de sécurité (G).
- Saisissez l'échantillonneur (A) et poussez l'entonnoir (D) avec vigueur dans la cassette de test (C).
Vous entendrez un claquement.
Le liquide du test coule vers le haut sur la bandelette réactive (F).

- Si le liquide du test ne coule pas vers le haut sur la bandelette réactive au bout d'une minute, tapotez doucement le fond du kit de test sur une surface plane.
5 à 10 minutes maximum
Les résultats lus après 10 minutes peuvent être faux.
- Placez le kit de test sur une surface plane.



- Het vergrendelklepje (G) volledig afbreken.
- De monsterafnemer (A) omvatten en de trechter (D) krachtig in de testcassette (C) duwen.
Er is een knakkend geluid hoorbaar.
De testvloeistof stroomt omhoog langs de teststrip (F).
- Als de testvloeistof niet binnen één minuut langs de teststrip omhoog stroomt, de testkit met het stvlak licht op een vlakke ondergrond tikken.

- De testkit op een vlakke ondergrond plaatsen.
De test na 5 tot max. 10 minuten aflezen.
Resultaten die pas na 10 minuten worden afgelezen, kunnen onjuist zijn.

i Ook zwakke, gedeeltelijk gekleurde of onderbroken lijnen moeten als "negatief" worden beoordeeld.

- Geldig negatief resultaat:**
Beide controlelijnen (C) zijn aanwezig, er is **geen consumptie van**
 - Methamfetamine (MET)
 - Amfetamine (AMP)
 - Cannabis (THC)
 - Opiaat (OPI)
 - Benzodiazepinen (BZO)
 - Cocaïne (COC)

- Geldig positief resultaat:**
Beide controlelijnen (C) zijn aanwezig, de consumptie van opiaten is weergegeven.

- Ongeldig resultaat:**
Als er geen controlelijnen (C) aanwezig zijn, is de test ongeldig.
Als een controlelijn (C) niet aanwezig is, is de test voor deze teststrip ongeldig.
De test is alleen voor de linker teststrip geldig en negatief.
De rechter teststrip is ongeldig.

Résultat négatif valide :
La présence des deux lignes de contrôle (C) indique l'**absence** de consommation

- de méthamphétamines (MET),
- d'amphétamines (AMP),
- de cannabis (THC),
- d'opiacés (OPI),
- de benzodiazépines (BZO),
- de cocaïne (COC).

Résultat positif valide :
Les deux lignes de contrôle (C) sont présentes, la consommation d'opiacés est affichée.

Résultat invalide :
Le test est invalide lorsque les lignes de contrôle (C) sont absentes.
Lorsqu'une ligne de contrôle (C) est absente, le test de cette bandelette réactive est invalide.

Le test est valide uniquement pour la bandelette réactive de gauche, et il est négatif.

La bandelette réactive de droite n'est pas valide.